

NO

BRUKSANVISNING

PRODUKTNAVN:

Erland Care – Protective Skin

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Protective skin er en vanntett silikon skumbandasje som kan brukes på sår. Bandasjen kan absorbere alt fra moderate til svært væskende sår. Bandasjen er velegnet for brukere som har tynn hud og som er sårbare for skader på huden. Produktet er mykt og svært fleksibelt og former seg også på vanskelige steder på kroppen eks. ledd. Protective skin er lett å ta på og ta av uten stripping av huden.

Dersom sårveske er tilstede vil de superabsorberende fibrene i bandasjen danne en fuktig gel som hjelper til å opprettholde et fuktig miljø som dermed bedrer tilhelingen av såret.

Protective Skin produktene brukes også som produkt for tildekning av kontinente åpninger og som hudbeskyttelsesplate ved stomi.

Bandasjen består av:

- Et perforert, mykt, silikonlag som festes rett på huden
- En indre pute med meget væskeabsorberende egenskaper
- En pustende film av polyuretan

Merk:

- Protective Skin er kun for eksternt bruk
- Protective Skin stopper ikke blødninger

2. INDIKASJONER:

Protective Skin produktene kan appliseres på tørre og væskende sår. Liggesår, Stomisår og til tildekning av kontinente åpninger, venøse sår, arterielle legg sår, diabetes sår, første- og andregrads forbrenning og traumatisk sår.

Produktet kan også brukes over andre produkter. Flere bandasjer kan legges opp på hverandre dersom det kommer betydelig væske fra såret.

3. KONTRAINDIKASJONER

Protective Skin er kontraindikert ved:

- Sår som skyldes infeksjon slik som tuberkulose eller syfilis
- Tredjegrads forbrenning
- Pasienter som er allergiske for superabsorberende materialer og/eller silikon

Ved tegn til utvikling av irritasjon eller infeksjon eller hvis såret forverres, søk medisinsk hjelp. Kan brukes igjen når normal tilheling er oppnådd.

4. SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet er ikke hemostatisk og må ikke brukes på blødende sår.

5. BRUKERVEILEDNING

5.a Ved bruk på sår :

1. Rengjør sårområde ved å bruke desinfiserende/nøytral væske
2. Ta Protective Skin produktet ut av pakningen.
3. Trekk forsiktig den ene delen av den todelte platen av og lim på huden. Gjør det samme med den andre halvdelen.
4. Det er viktig å unngå rynker. Forsøk å få til en så glatt overflate som mulig.

5.b Ved bruk som hudplate ved peristomale sår – Se illustrasjon.

5.c Fjerning/skifting av bandasjen

Mengde væske avgjør hvor ofte Protective Skin bør skiftes. Den bør skiftes så snart den er mettet av væske. Absorpsjonsevnen til bandasjen medfører færre skifter av bandasjer.

6. SPESIELLE HENSYN

Protective Skin er kun for engangsbruk. Dersom produktet er tatt ut av posen regnes den som brukt og må ikke brukes.

7. ALVORLIGE HENDELSER

Skulle det oppstå en alvorlig situasjon som følge av bruk av produktet må dette rapporteres umiddelbart til produsent og til helsemyndighetene i landet du bor i.

8. OPPBEVARING OG PRODUKTETS LEVETID

Produktet skal oppbevares tørt.

Produktets levetid: 3 år

Produsent:
Global Health Technology AS,
Løkkeveien 107-111
4007 Stavanger, Norge