

BRUGSANVISNING

PRODUKTNAVN:

Erland Care - Protective Skin

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Protective Skin er en vandtæt forbindelse af superabsorberende silicium. Protective Skin kan absorbere alt fra moderat til svært væskende sår. Forbindingen er velegnet til brugere med tynd hud og brugere, der let får hudskader. Protective Skin er tynd og fleksibel og kan nemt påføres led, hvor det ellers kan være vanskeligt at finde funktionelle forbindinger, der sidder godt på huden. Protective Skin kan let fastgøres på og fjernes fra huden uden, at huden følger med.

Hvis der er sårvesker, danner pudens superabsorberende fibre en fugtig gel, som er medvirkende til at opretholde et fugtigt miljø, der fremmer naturligt helbredende forhold.

Produkter fra Protective Skin kan også bruges som forbindelse på peristomale sår som beskyttelse og dækning af stomi og som en hudbeskyttelsesplade til stomi.

Protective Skin består af:

- Et perforeret blødt kontaktlag fremstillet af silicium
- En indvendig pude med stærke egenskaber til at holde på væsker.
- En åndbar polyurethanfilm

Bemærk:

- Protective Skin er kun til udvendig brug
- Produktet er ikke sterilt og må ikke anvendes til infektioner
- Protective Skin standser ikke blødninger

2. INDIKATIONER:

Produkterne fra Protective Skin kan anvendes til tørre og moderat til kraftligt væskende sår såsom: Liggesår, åbne sår ved stomi, dækning af stomi, venøse og arterielle bensår, diabetessår, første- og andengradsforbrændinger og traumatiske sår.

Produkterne kan også anvendes oven på andre produkter. Mange forbindinger kan lægges i lag oven på hinanden i tilfælde, hvor der er betydelige mængder af sårveske.

3. KONTRAINDIKATIONER

Protective Skin er kontraindikeret for:

- Åbne sår. Ved åbne sår anbringes en primær forbindelse over såret. Dernæst anbringes Protective Skin oven på den primære forbindelse for at opsuge væskerne
- Sår som følge af infektion såsom tuberkulose eller syfilis
- Tredjegradsforbrændinger
- Patienter, der er allergiske over for superabsorberende materialer og/eller silicium

Hvis der opstår tegn på irritation eller infektion, eller hvis såret bliver værre, skal du kontakte sundhedsvæsenet. Genoptag brug, når der er normal heling.

4. FORHOLDSREGLER

Produktet er ikke homeostatisk.

5a. BRUGERANVISNING

1. Rens sårområdet omhyggeligt ved brug af et desinfektionsmiddel/neutral væske.
2. Tag Protective Skin ud af pakken.
3. Træk forsigtigt den ene del af den todelte plast og fastgør forbindingen på huden. Gør så det samme med den anden halvdel.
4. Det er vigtigt at undgå folder. Prøv at få forbindingsens overflade så glat som muligt.

Bemærk:

Hvis du bruger Protective Skin som en hudplade under stomiposen:
Klip et hul i forbindingen på størrelse med stomien i henhold til afsnit 2.

5b. FJERNELSE/SKIFT AF FORBINDING

Mængden af afsondringer afgør intervallet mellem, hvornår Protective Skin-forbindingen skal skiftes. Den skal skiftes, så snart den mættes. Det superabsorberende materiales evne til at opsuge væsker medfører færre skift af forbindinger.

6. SÆRLIGE BEMÆRKNINGER

Protective Skin er til engangsbrug. Når produktet fjernes fra posen, klassificeres det som brugt. Det må ikke genbruges.

Fremstillet af:
Global Health Technology AS,
P.O. Box 569 Sentrum,
4003 Stavanger, Norge

www.globalhealthtechnology.no