

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### NOM DU PRODUIT :

Erland Care - Protective Skin

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Protective Skin est une compresse imperméable au silicium superabsorbant. Protective Skin peut absorber n'importe quel type de plaies, des modérées aux fortement exsudantes. La compresse convient aux utilisateurs à la peau fine et aux utilisateurs facilement exposés aux lésions cutanées. Protective Skin est mince et flexible et peut facilement être appliquée sur les articulations où il pourrait être difficile autrement de trouver des compresses fonctionnelles qui s'appliquent bien sur la peau. Protective Skin peut facilement être appliquée et enlevée de la peau sans décapage de la peau.

En présence de liquides de plaie, les fibres superabsorbantes du coussinet formeront un gel humide qui aide à maintenir un environnement humide propice aux conditions naturelles de guérison.

Les produits Protective Skin peuvent également être utilisés comme compresse pour les plaies péristomales, comme recouvrement de protection et de stomie et comme plaque de protection de la peau de stomie.

Protective Skin se compose de :

- Une couche de silicone perforée, souple et douce, en contact avec la peau
- Un coussinet intérieur avec de fortes propriétés de rétention de fluide.
- Un film de polyuréthane respirant

Remarque :

- Protective Skin est indiqué pour un usage externe uniquement
- Protective Skin est non stérile et ne doit pas être utilisé pour des infections
- Protective Skin n'arrête pas les saignements

### 2. INDICATIONS :

Les produits Protective Skin peuvent être appliqués sur des plaies sèches et modérées à fortement exsudantes telles que : Plaies de lit, ulcères de stomie, recouvrement de stomie, ulcères veineux et artériels de jambe, ulcères de diabète, brûlures de premier et deuxième degré et plaies traumatiques.

Les produits peuvent également être utilisés en plus d'autres produits. Plusieurs compresses peuvent être superposées les unes sur les autres dans les cas où il y a des liquides de plaie considérables.

### 3. CONTRE-INDICATIONS

Protective Skin est contre-indiquée dans les cas de :

- Plaies ouvertes. Avec des plaies ouvertes, une première compresse est placée au-dessus de la plaie. Ensuite, Protective Skin est placée sur la première compresse pour absorber les liquides
- d'ulcères résultant d'une infection telle que la tuberculose ou la syphilis
- Brûlures au troisième degré
- Patients allergiques aux matériaux superabsorbants et/ou au silicium

Si un signe d'irritation ou d'infection se produit ou si l'état de la plaie s'aggrave, contactez l'autorité médicale appropriée. Reprendre l'utilisation quand l'état de guérison le permet.

### 4. PRÉCAUTIONS

Le produit n'est pas homéostatique.

#### 5a. INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR

1. Nettoyez soigneusement la zone de la plaie à l'aide d'un désinfectant ou d'un liquide neutre.
2. Retirer Protective Skin de l'emballage.
3. Retirer délicatement une partie du plastique deux pièces et fixer la compresse à la peau. Ensuite, faire la même chose avec l'autre moitié.
4. Il est important d'éviter les plis. Essayer d'obtenir la surface de compresse aussi lisse que possible.

Note :

Si vous utilisez Protective Skin comme plaque cutanée sous la poche de stomie :  
Couper un trou dans la compresse de la taille de la stomie après la section 2.

#### 5b. ENLÈVEMENT/CHANGEMENT DE COMPRESSE

Le volume d'exsudat détermine l'intervalle entre les changements de compresses de Protective Skin. Il faut la changer dès qu'elle est saturée. La capacité superabsorbante à absorber les liquides entraîne moins de changements de compresse.

### 6. REMARQUES PARTICULIÈRES

Protective Skin est un article à usage unique. Une fois que le produit est retiré de la poche, il est classé comme utilisé. Il ne doit pas être réutilisé.

Fabriqué par :  
Global Health Technology AS,  
P.O. Box 569 Sentrum,  
4003 Stavanger, Norvège

[www.globalhealthtechnology.no](http://www.globalhealthtechnology.no)