



Global Health  
Technology




# Banebrytende løsninger innen sår og stomi-behandling

[globalhealthtechnology.no](https://globalhealthtechnology.no)

## Erland Care Protective Skin

Erland Care Protective Skin er en norskutviklet multifunksjonell bandasje designet for optimal sårheling.



## Erland Care Protective Skin

- En multifunksjonell bandasje, også for de med skjør og sensitiv hud

### Bruksområder:

- Tørre og væskende sår
- Arterielle sår
- Venøse leggsår
- Trykksår
- Diabetiske sår
- Kirurgiske sår
- Første- og andregrads forbrenning
- Traumatiske sår
- Peristomale sår
- Tildekning av kontinente åpninger\*
- Epidermolysis Bullosa \*

\* Godkjent for refusjon av Helfo



## NYHET! Erland Care Protective Skin 5x25 cm

Vår nyeste bandasjestørrelse er spesialdesignet for bruk etter operasjoner.

Hver bandasje kan sitte på inntil en uke, og den er vanntett. Dermed forebygges unødige bandasjeskift, som igjen reduserer risikoen for infeksjon i operasjonssåret.

Bandasjens smale pute, i kombinasjon med gjennomsiktig silikonkant, optimaliserer muligheten for observasjon av huden under bandasjen.

I tillegg vil bruk av silikonbandasje redusere synligheten av arr\*



Varenummer 891532

Godkjent for refusjon i produkt- og prislisten fra Helfo ved Epidermolysis Bullosa og Tuberkulose.

### Erland Care Protective Skin

- Vanntett
- Skånsom for huden
- Tynn og lett
- Reduserer synligheten av arr
- UV-beskyttelse

### Reduserer synligheten av arr og risikoen for infeksjon \*

En silikonbandasje spesialdesignet for bruk etter operasjon, som feks. keisersnitt. En bandasje kan brukes i en uke.

Forskning viser at 6 måneders bruk av silikonbandasje etter kirurgi reduserer synligheten av arr og minsker risikoen for infeksjon.

## Erland Care Protective Skin – Peristomale sår

### Behandling av peristomale sår/fukt assosierte sår (MASD)

En gjennomgang av 37 publiserte fagstudier innen området gir oppdatert kunnskap og nye anbefalinger om behandling av fukt assosierte sår. I artikkelen Management of Moisture-Associated Skin Damage: A Scoping Review publisert i Advanced Wound Care i 2017 settes bruken av absorberende bandasjer som et førstevalg i behandlingen.


### Deres anbefaling for behandling av fukt assosierte sår (MASD) er:

1. Vask forsiktig huden med nøytral såpe.
2. Bruk absorberende bandasje for væskende sår. Bandasjen skal både forebygge nye sår og støtte tilheling av eksisterende sår. Bandasjer som kan absorbere mye væske foretrekkes.

### Brukerveiledning:


Tilpasning av Erland Care Protective Skin ved 2-delt stomisystem.

NB: Klipp hullet noe større enn stomien slik at bandasjen ikke blir liggende tett på stomien.



1. Ta frem en ferdigklippet hudplate som har din stomi størrelse tilpasset
2. Legg hudplaten oppå Erland Care Protective Skin.
3. Tegn av et merke av hullet til din stomi.

"Litteraturen beskriver at opptil 80% av alle mennesker med stomi støter på peristomale hudkomplikasjoner, hvorav de fleste er relatert til en dårlig tetning rundt posen."



4. Ta vekk hudplaten, og finn frem en saks.
5. Brett hudbeskyttelsesplaten i 2 deler, og klipp der du merket av.
6. Hudbeskyttelsesplaten er klar til å settes på huden.

[Colwell et al, 2019]

**Vi tilbyr de pålitelige analproppene Renew Inserts!**



## Renew Inserts analpropper - ved lekkasje av avføring ved Accidental Bowel Leakage (ABL)

Renew Insert analpropp er laget av mykt silikon og tilpasser seg kroppen for en trygg og behagelig passform. Produktet settes inn i endetarmen og tetter lekkasje fra innsiden. Den kan brukes kontinuerlig dag og natt, og sitte inn frem til neste avføring evt. skiftes etter eget ønske. Renew Inserts analpropp er trygg å bruke under fysisk aktivitet og ved bading. Pakken inneholder fingertupp-applikator.

Både analproppen og fingertupp-applikatoren er engangsprodukter.

Varenummer: 986916 30 stk. Regular

Varenummer: 933905 30 stk. Large

Refunderes i Produkt-og prislisten ved Inkontinens av Helfo



### Trygg og effektiv

Renew<sup>®</sup> Inserts settes inn i endetarmen og tetter lekkasje fra innsiden.

Renew<sup>®</sup> Inserts har i kliniske studier vist å redusere ABL med 82%, og oppleves å være sikker og trygg i bruk.


## Aquaflush produkter - Stomi

En stomastopper er et silikon implantat til forsegling av stomi som feks. appendicostomi etter en Mitrofanoff operasjon. Men kan også brukes til andre stomier i passende størrelse.

### Aquaflush Stoma stopper

Endels stomipropp med justerbar lengde som er produsert av medisinsk silikon. Den kan brukes i opptil 30 dager i kroppen, og finnes i fire tykkelser, alle med justerbar lengde.

De har alle avfaset, sirkulær 15 mm avslutningsplate med en liten flik som gjør den enkel å fjerne.



Aquaflush stomi stopper: Varenummer 974179 (8 Fr.), 843095 (10 Fr.), 898047 (12 Fr.), 976751 (14 Fr.)  
Refusjon gis under artikkelgruppen «endels stomipropp» i Produkt- og prislisten for Stomi fra Helfo.

## Tildekning av stoma stopper med bandasje

Erland Care Protective Skin er godt egnet til tildekning av kontinente åpninger. De anbefales brukt i størrelsene 5x5cm, 7,5x7,5cm eller 10x10.

Erland Care Protective Skin 5x5 cm:	Varenummer 926872
Erland Care Protective Skin 7,5x7,5 cm:	Varenummer 994018
Erland Care Protective Skin 10x10 cm:	Varenummer 847535



Refunderes i Produkt-og prislisten ved stomi av Helfo

## Aquaflush irrigasjonssystemer

Felles for alle Aquaflush irrigasjonssystemer:

- Enkle å lære, og enkle å bruke.
- Systemene har farge- og klikk-koblinger for enkel montering.
- Tilbakeslagsventil som forhindrer skylning med urent vann.
- Kateterne/conene er laget i myk silikon med rund tupp, og finnes i str. small (hvit) og regular (grønn).
- Det er beregnet en cone for hver annen dag.  
Ved behov for flere coner, fås dette i egne pakker.
- Glidemiddel og avfallspose medfølger hver cone.
- Settene kan også kobles direkte på kvinnekateter.

**Refusjon fra Helfo:** Forbruksmateriell ved inkontinens, hjemmel 501 fra fastlege.

I tillegg krever Helfo en egen resept på 5010504 Analirrigasjonssystem.

Det er satt antallbegrensning på 16 systemer og 400 stk. tilhørende kateter per år.

### En oversikt over forskjellene på de tre tilgjengelige irrigasjonssystemene:

#### Aquaflush C+ mini

Aquaflush C+ mini er et lite og svært brukervennlig sett, som inneholder alt man trenger for irrigasjon. Settet passer for de som ikke trenger å bruke mye vann når de irrigerer, som et alternativ når man er på reise, og/ eller for de som ønsker det enklest mulig når de skal gjennomføre irrigasjon.

Settet inkluderer:

- 1 stk. pumpe med vannbeholder (220 ml), samt forlengerslange (30ml).
- 15 stk. myke silikonconer i str. regular (grønn).
- 15 stk. avfallsposer.
- 15 stk. poser med glidemiddel.
- 1 stk. brukerveiledning.



## Aquaflush irrigasjonssystemer

### Aquaflush L komplett

Aquaflush L komplett er tiltenkt transanal irrigasjon hos voksne, og settet inkluderer den lengste av conene for dette formålet.

Settet inkluderer:

- 1 stk. vannbeholder (1200ml) med temperaturindikator.
- Enkel stoppekran.
- Mulighet for å irrigere både ved hjelp av tyngdekraft og/eller ved bruk av manuell pumpe.
- 16 stk. myke silikonconer i str. regulær (grønn).
- 16 stk. avfallsposer.
- 16 stk. poser med glidemiddel.
- 1 stk. brukerveiledning.



### Aquaflush A komplett

Aquaflush A komplett er til bruk ved transanal irrigasjon hos barn/unge voksne..  
Settet inkluderer den mindre conen for disse formålene.

Settet inkluderer:

- 1 stk. vannbeholder (1200ml) med temperaturindikator.
- Enkel stoppekran.
- Mulighet for å irrigere både ved hjelp av tyngdekraft og/eller ved bruk av manuell pumpe.
- 15 stk. myke silikonconer i str. small (hvit).
- 15 stk. avfallsposer.
- 15 stk. poser med glidemiddel.
- 1 stk. brukerveiledning.

Benytt gjerne tabellen for å finne frem til rett utstyr:

IRRIGASJONSSYSTEM	Aquaflush C+ mini	Aquaflush L komplett	Aquaflush A komplett
Anbefalt bruksområde	Alle, inkl. blindtarmstomi, skylling o.l.	TAI hos voksne.	TAI hos barn. Irrigasjon i stomi.
Medfølgende coner	Regular (grønn).	Regular (grønn).	Small (hvit).
Vannbeholder	220ml, kombinert vannbeholder og pumpe.	1200ml pose.	1200ml pose.
Temperaturindikator	Nei.	Ja.	Ja.
Stoppekran	Nei.	Ja.	Ja.
Tilbakeslagsventil	Ja.	Ja.	Ja.
Kan kobles til kvinnekater	Ja.	Ja.	Ja.



Global Health Technology AS er et norsk utviklingsselskap som utvikler nye banebrytende løsninger innen stomi og sårbehandling.

## Produkter fra Global Health Technology AS

Erland Care Protective Skin 5x5 cm:	Varenummer 926872*/***
Erland Care Protective Skin 7,5x7,5 cm:	Varenummer 994018*/***
Erland Care Protective Skin 10x10 cm:	Varenummer 847535*/***
Erland Care Protective Skin 15x15 cm:	Varenummer 924547***
Erland Care Protective Skin 16,2x18,4 cm:	Varenummer 854642***
Erland Care Protective Skin 5x25 cm:	Varenummer 891532***
Erland Care Stoma Pad 16,2x18,4 cm :	MED PAD 0118 ( ikke på refusjon )
Aquaflush Stoma Stopper bandasje 5x5 cm:	Varenummer 956117*
Aquaflush Stoma Stopper 8Fr.:	Varenummer 974179*
Aquaflush Stoma Stopper 10 Fr.:	Varenummer 843095*
Aquaflush Stoma Stopper 12 Fr.:	Varenummer 898047*
Aquaflush Stoma Stopper 14Fr.:	Varenummer 976751 *
Aquaflush L komplett m/16 cones	Varenummer 981360**
Aquaflush A komplett m/15 cones	Varenummer 892470**
Aquaflush C+ mini m/15 cones	Varenummer 977919**
Aquaflush cones Small (15 stk.)	Varenummer 978427**
Aquaflush cones Regular (15 stk.)	Varenummer 968464**
Renew Inserts Regular 30 stk.	Varenummer: 986916**
Renew Inserts Large 30 stk.	Varenummer: 933905**

\* Refunderes i Produkt-og prislisten ved stomi av Helfo

\*\* Refunderes i Produkt-og prislisten ved Inkontinens av Helfo

\*\*\* Refunderes i Produkt-og prislisten ved Epidermolysis Bullosa og Tuberkulose fra Helfo.

### Kontakt oss

Servicetelefon: 51 22 55 70

Spørsmål til oss kan rettes til: [post@erlandcare.no](mailto:post@erlandcare.no)

All bestilling av våre produkter til apotek og bandagister skal gjøres hos Medivatus Engros.

Bestillinger kan gjøres via deres bestillingsportal på [www.medivatus.com](http://www.medivatus.com)

På telefon: 913 80 080 eller via e-post: [kundeservice@validusengros.no](mailto:kundeservice@validusengros.no)

Global Health Technology AS

Løkkeveien 107-111

4007 Stavanger

Org.nr: 995 446 081

Mer informasjon og bruksanvisninger tilgjengelig på [www.globalhealthtechnology.no](http://www.globalhealthtechnology.no)

Global Health Technology AS er et norsk utviklingselskap som utvikler banebrytende løsninger innen stomi og sårbehandling.

[www.globalhealthtechnology.no](http://www.globalhealthtechnology.no)

Mer om våre produkter  
finner du her:



**Servicetelefon: 51 22 55 70**

Global Health Technology AS  
Løkkeveien 107-111  
4007 Stavanger  
Org.nr: 995 446 081

